

 CRISTALENS

CLARÉ®

LENTILLE HYDROPHILE



► Monofocale

MADE IN FRANCE

CE 0459

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Type de lentille</b>	Pour implantation dans le sac capsulaire
<b>Diamètre optique</b>	6.00 mm (de +10.0D à +24.5D) 5.70 mm (de +25.0D à +30.0D)
<b>Diamètre total</b>	11.00 mm (de +10.0D à +14.5D) 10.75 mm (de +15.0D à +24.5D) 10.50 mm (de +25.0D à +30.0D)
<b>Forme</b>	Monobloc à bords carrés sur 360°
<b>Optique</b>	Monofocale Asphérique avec aberration sphérique négative pour la correction partielle de l'aberration sphérique de la cornée Biconvexe
<b>Angulation</b>	8°
<b>Matériau</b>	Hydrophile Benz 25 composé de copolymères hydrophiles et hydrophobes
<b>Puissances dioptriques</b>	De +10.0D à +30.0D par 0.5D
<b>Constante-A estimée (SRK-T)</b>	118.0 Biométrie ultrasons 118.5 Biométrie laser interférence
<b>Profondeur estimée de la chambre antérieure (ACD)</b>	4.96 mm Biométrie ultrasons 5.25 mm Biométrie laser interférence
<b>Indice de réfraction</b>	1.46
<b>Stérilisation</b>	Vapeur
<b>Système d'injection conseillé</b>	Injecteur à usage unique
<b>Taille de l'incision conseillée</b>	1.8 à 2.2 mm

