

 CRISTALENS

ARTIS<sup>®</sup> PL M

LENTILLE HYDROPHOBE

**PRÉCHARGÉ**



- Multifocale avec une technologie bifocale
- Addition : +2.50D et +3.00D



MADE IN FRANCE

CE 0459

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Type de lentille</b>	Pour implantation dans le sac capsulaire
<b>Diamètre optique</b>	6.00 mm (de +10.0D à +25.0D) 5.80 mm (de +25.5D à +35.0D)
<b>Diamètre total</b>	10.79 mm (de +10.0D à +25.0D) 10.50 mm (de +25.5D à +35.0D)
<b>Forme</b>	Monobloc à bords carrés sur 360°
<b>Optique</b>	Bifocale Asphérique avec aberration sphérique négative pour la correction partielle de l'aberration sphérique de la cornée Réseau diffractif sur la face antérieure, biconvexe
<b>Angulation</b>	5°
<b>Matériau</b>	Hydrophobe CBK 1.8 de Cristalens
<b>Puissances dioptriques</b>	De +10.0D à +35.0D par 0.5D
<b>Additions (sur l'implant)</b>	+2.50D / + 3.00D
<b>Constante-A estimée (SRK-T)</b>	119.3 Biométrie ultrasons 119.7 Biométrie laser interférence
<b>Profondeur estimée de la chambre antérieure (ACD)</b>	5.77 mm Biométrie ultrasons 6.03 mm Biométrie laser interférence
<b>Indice de réfraction</b>	1.54
<b>Stérilisation</b>	Oxyde d'éthylène
<b>Système d'injection</b>	Système préchargé
<b>Taille de l'incision conseillée</b>	2.0 mm

 **CRISTALENS** [www.cristalens.fr](http://www.cristalens.fr)

## CRISTALENS

12 allée Rosa Luxemburg - CS 50240 Eragny  
92615 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE  
Tel +33 (0)1 34 32 30 50 - Fax + 33 (0)1 34 32 30 60



## CRISTALENS INDUSTRIE

4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE  
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87

