

# REVERSO<sup>®</sup>

LENTILLE HYDROPHILE PIGGY-BACK



Correction de la  
presbytie chez les  
patients pseudophaques

- Piggy-back
- Multifocale
- Disponible en version monofocale

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## • MULTIFOCAL •

<b>Type de lentille</b>	Pour implantation dans le sulcus ciliaire, chez les patients pseudophaques
<b>Site d'implantation</b>	Sulcus ciliaire
<b>Diamètre de corps</b>	6.50 mm
<b>Diamètre total</b>	13.80 mm
<b>Forme</b>	Monobloc à bords arrondis sur 360°
<b>Optique</b>	Multifocale Sphérique Face antérieure convexe, réseau diffractif sur la face postérieure concave
<b>Angulation</b>	10°
<b>Matériau</b>	Hydrophile Benz 25 composé de copolymères hydrophiles et hydrophobes
<b>Caractéristiques multifocales</b>	Répartition de l'énergie : 65% loin - 35% près Apodisation des marches : de $\varnothing$ 3.0 mm à $\varnothing$ 4.5 mm
<b>Puissances dioptriques</b>	De -3.0D à +3.0D par 0.5D
<b>Additions (sur l'implant)</b>	+1.50D / +2.00D / +2.50D / +3.00D / +3.50D
<b>Constante-A estimée</b>	Non applicable
<b>Indice de réfraction</b>	1.46
<b>Stérilisation</b>	Vapeur
<b>Système d'injection conseillé</b>	Injecteur à usage unique
<b>Taille de l'incision conseillée</b>	1.8 à 2.2 mm

## • MONOFOCAL •

Également disponible en version MONOFOCALE pour corriger une éventuelle erreur réfractive chez les patients pseudophaques :

<b>Optique</b>	Monofocale Sphérique Face antérieure convexe, face postérieure concave
<b>Puissances dioptriques</b>	De -6.0D à +6.0D par 0.5D

 **CRISTALENS** [www.cristalens.fr](http://www.cristalens.fr)

### CRISTALENS

12 allée Rosa Luxemburg - CS 50240 Eragny  
92615 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE  
Tel +33 (0)1 34 32 30 50 - Fax + 33 (0)1 34 32 30 60

### CRISTALENS INDUSTRIE

4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE  
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87



Calculateur Reverso disponible  
sur notre site [www.cristalens.fr](http://www.cristalens.fr)

