

 CRISTALENS

CRISTAL[®]

LENTILLE HYDROPHILE



► Monofocale

MADE
IN FRANCE

CE 0459

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Type de lentille | Pour implantation dans le sac capsulaire |
| Diamètre optique | 6.00 mm |
| Diamètre total | 13.00 mm |
| Forme | Monobloc à bords carrés sur 360° |
| Optique | Monofocale Asphérique avec aberration sphérique négative pour la correction partielle de l'aberration sphérique de la cornée Biconvexe |
| Angulation | 10° |
| Matériau | Hydrophile Benz 25 composé de copolymères hydrophiles et hydrophobes |
| Puissances dioptriques | De +10.0D à +30.0D par 0.5D |
| Constante-A estimée (SRK-T) | 118.0 Biométrie ultrasons 118.5 Biométrie laser interférence |
| Profondeur estimée de la chambre antérieure (ACD) | 4.96 mm Biométrie ultrasons 5.25 mm Biométrie laser interférence |
| Indice de réfraction | 1.46 |
| Stérilisation | Vapeur |
| Système d'injection conseillé | Injecteur à usage unique |
| Taille de l'incision conseillée | 2.2 mm |

 **CRISTALENS** www.cristalens.fr

CRISTALENS

12 allée Rosa Luxemburg - CS 50240 Eragny
92615 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tel +33 (0)1 34 32 30 50 - Fax + 33 (0)1 34 32 30 60



CRISTALENS INDUSTRIE

4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87

