

LOKI[®] PL

LENTILLE HYDROPHOBE CANINE

PRÉCHARGÉ



- Monofocale
- À usage vétérinaire



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de lentille	Pour implantation dans le sac capsulaire canin
Diamètre optique	6.50 mm
Diamètre total	12.00 mm - 13.00 mm - 14.00 mm
Forme	Monobloc
Optique	Monofocale Asphérique avec aberration sphérique négative pour la correction partielle de l'aberration sphérique de la cornée Biconvexe
Angulation	5°
Matériau	Hydrophobe CBK 1.8 de Cristalens
Puissance dioptrique	+41.0D
Indice de réfraction	1.54
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Système d'injection	Système préchargé
Taille de l'incision conseillée	3.0 mm

CRISTALENS



CRISTALENS INDUSTRIE

