

 CRISTALENS

LUCIS[®]

LENTILLE HYDROPHILE



► Monofocale

MADE
IN FRANCE

CE 0459

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de lentille	Pour implantation dans le sac capsulaire
Diamètre optique	6.00 mm
Diamètre total	11.00 mm (de -9.0D à +9.5D) 10.50 mm (de +10.0D à +30.0D)
Forme	Monobloc
Optique	Monofocale Sphérique
Angulation	10°
Matériau	Hydrophile Benz 25 composé de copolymères hydrophiles et hydrophobes
Puissances dioptriques	De -9.0D à +30.0D par 0.5D
Constante-A estimée (SRK-T)	118.0 Biométrie ultrasons 118.5 Biométrie laser interférence
Profondeur estimée de la chambre antérieure (ACD)	4.96 mm Biométrie ultrasons 5.25 mm Biométrie laser interférence
Indice de réfraction	1.46
Stérilisation	Vapeur
Système d'injection conseillé	Injecteur à usage unique
Taille de l'incision conseillée	2.2 mm

CRISTALENS



CRISTALENS INDUSTRIE

