

 CRISTALENS

CLARÉ®

LENTE HIDROFÍLICA



► Monofocal

Referencia: CLARÉ®

MADE
IN FRANCE

CE 0459

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de lente	Para implante en el saco capsular
Diámetro óptico	6.00 mm (de +10.0D a +24.5D) 5.70 mm (de +25.0D a +30.0D)
Diámetro total	11.00 mm (de +10.0D a +14.5D) 10.75 mm (de +15.0D a +24.5D) 10.50 mm (de +25.0D a +30.0D)
Diseño	Monobloque con bordes cuadrados en 360°
Diseño óptico	Monofocal Asférico con aberración esférica negativa para corregir parcialmente la aberración esférica corneal Biconvexa
Angulación	8°
Material	Benz 25 hidrofílico compuesto de copolímeros hidrofílicos e hidrofóbicos
Rango dióptrico	De +10.0D a +30.0D con incrementos de 0.5D
Constante A estimada (SRK-T)	118.0 Biometría ultrasonidos 118.5 Biometría óptica
Profundidad sugerida de cámara anterior (ACD – anterior chamber depth)	4.96 mm Biometría ultrasonidos 5.25 mm Biometría óptica
Índice de refracción	1.46
Esterilización	Vapor
Sistema de inyección recomendado	No precargada. Inyector de uso único
Tamaño de incisión recomendado	1.8 a 2.2 mm

