

 CRISTALENS

CRISTAL[®]

LENTE HIDROFÍLICA



► Monofocal

Referencia: CRISTAL[®]

MADE IN FRANCE

CE 0459

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de lente	Para implante en el saco capsular
Diámetro óptico	6.00 mm
Diámetro total	13.00 mm
Diseño	Monobloque con bordes cuadrados en 360°
Diseño óptico	Monofocal Asférico con aberración esférica negativa para corregir parcialmente la aberración esférica corneal Biconvexa
Angulación	10°
Material	Benz 25 hidrofílico compuesto de copolímeros hidrofílicos e hidrofóbicos
Rango dióptrico	De +10.0D a +30.0D con incrementos de 0.5D
Constante A estimada (SRK-T)	118.0 Biometría ultrasonidos 118.5 Biometría óptica
Profundidad sugerida de cámara anterior (ACD – anterior chamber depth)	4.96 mm Biometría ultrasonidos 5.25 mm Biometría óptica
Índice de refracción	1.46
Esterilización	Vapor
Sistema de inyección recomendado	No precargada. Inyector de uso único
Tamaño de incisión recomendado	2.2 mm

 **CRISTALENS** www.cristalens.es

CRISTALENS SL

C. Roger de Llúria, 44, 7-4
08009 Barcelona – ESPAÑA
Tel +34 931 299 885 - Fax +34 933 969 168



CRISTALENS INDUSTRIE

4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87

