

# LOKI<sup>®</sup>

LENTE HIDROFÓBICA CANINA

**PRECARGADA**



- **Monofocal**
- **Para uso veterinario**

Referencia: LOKI<sup>®</sup> PL



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Tipo de lente</b>	Para implante en el saco capsular canino
<b>Diámetro óptico</b>	6.50 mm
<b>Diámetro total</b>	12.00 mm - 13.00 mm - 14.00 mm
<b>Diseño</b>	Monobloque
<b>Diseño óptico</b>	Monofocal Asférico con aberración esférica negativa para corregir parcialmente la aberración esférica corneal Biconvexa
<b>Angulación</b>	5°
<b>Material</b>	Hidrofóbico CBK 1.8 de Cristalens
<b>Rango dióptrico</b>	+41.0D
<b>Índice de refracción</b>	1.54
<b>Esterilización</b>	Óxido de etileno
<b>Sistema de inyección</b>	Sistema precargado
<b>Tamaño de incisión recomendado</b>	3.0 mm

**CRISTALENS SL**

C. Roger de Llúria, 44, 7-4  
08009 Barcelona – ESPAÑA  
Tel +34 931 299 885 - Fax +34 933 969 168



**CRISTALENS INDUSTRIE**

4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE  
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87

